

Frontier 5000 Series Mini

Mini Centrifuga potente e conveniente per semplici e veloci applicazioni di separazione.

Applicazioni

Centrifuga

Funzionamento

Adattatore CA (incluso)

Struttura

Motore silenzioso senza spazzole, interruttori di sicurezza con spegnimento automatico

Caratteristiche costruttive

Funzionamento one-touch

Legenda:

ID - Riconoscimento automatico del rotore

Hi - Versione con alta velocità

Vac - Vacutainer®

FA - Fondo conico / Falcon®

FB - Fondo piatto

RB - Fondo sferico

Rim - Fondo conico con gonna/sbicchieratura

Sar - Sarstedt



Con una bassa potenza di tensione in ingresso, un motore silenzioso senza spazzole e una base di gomma che assorbe le vibrazioni, la centrifuga FC5306 riduce al minimo il rumore e le interruzioni in laboratorio.

La centrifuga FC5306 è progettata pensando principalmente alla sicurezza dell'operatore e comprende un sensore di sbilanciamento del rotore e due interruttori di sicurezza che interrompono immediatamente i rotori se il coperchio rimane aperto durante l'uso.

La centrifuga FC5306 semplicità d'uso senza precedenti. Basta posizionare il campione nella centrifuga, chiudere il coperchio e la centrifuga inizierà a ruotare senza bisogno di premere alcun pulsante.

Modello	Tipo di rotore	Velocità massima	RCF massima	Portata massima (rotore)	Codice	Prezzo €
FC5306	ad angolo fisso	6 000 rpm	2 000 × g	8 × 1,5/2,0 ml	30134156	281,00

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo €
Rotore ad angolo fisso, 0,2ml, 4 × striscia PCR a 8 posti,	30129560	32,90
Rotore ad angolo fisso, 8 × 1,5/2,0ml	30129559	33,30
Adattatore, 1 × 0,2ml D6mm, 8/unità	30129561	42,00
Adattatore, 1 × 0,5ml D8mm, 8/unità	30129562	42,00



30129560



30129559



30129561



30129562